



MOTomed letto2 Unidad de mando

Puede manejar el MOTomed letto2 mediante ocho teclas grandes perceptibles en la unidad de mando. Dos teclas son suficientes para arrancar y terminar el ejercicio. Navegue intuitivamente por los puntos del menú. El siguiente paso de manejo recomendado luce en verde. Cambie los ajustes y el Programa de Ejercicio directo y rápidamente. Un interruptor de emergencia completa las funciones de seguridad MOTomed disponibles de serie. Todos los pasos de manejo e informaciones de ejercicio pueden ser indicados en 27 diferentes idiomas.