



MOTomed letto2 ya que movimiento es de interés vital

El MOTomed letto2 puede compensar la falta de movimiento en pacientes guardando cama. Pacientes pueden dejarse mover por el MOTomed letto2, entrenar con asistencia del motor o activamente desde la cama de cuidado o la tumbona de terapia. Sobre todo durante el empleo estacionario pero también durante el cuidado en casa el MOTomed letto2 posibilita una terapia eficaz para el paciente.

Manejo simple

Por la construcción especial el MOTomed letto2 está posicionado libre y estable sin conexión mecánica a la cama o tumbona. Se lo fija en la posición adecuada mediante un pedal. Teclas perceptibles, una pantalla de color grande y una guía de color facilitan el manejo.

De fácil uso para el personal y rentable

El MOTomed letto2 es de fácil uso para el personal y rentable en dinero. Sobre todo durante el empleo estacionario pero también durante el cuidado en casa el MOTomed letto2 posibilita una terapia eficaz diaria para el paciente.

Accesorios para ajustes óptimos

Con accesorios como el chasis variable, el ajuste de flexión de rodilla o el brazo orientable para la unidad de mando el letto2 es adaptable a cada cama y a las necesidades de los pacientes.

Clasificado como ayuda técnica

El MOTomed está clasificado como ayuda técnica de las cajas de enfermedad en Alemania. Bajo ciertas condiciones los gastos para la compra pueden ser asumidos para pacientes con enfermedades neurológicas.

Probar sin compromiso

Prueba su MOTomed letto2 gratuito y sin compromiso en casa. Recibe más información del equipo de asesoramiento MOTomed bajo el número +49 7374 18-85.