

Equipamiento de base

MOTomed viva2 light

Movimiento es más divertido cuando es seguro. El MOTomed viva2 light dispone de varias funciones de seguridad como la Protección de Movimiento, el Ejercicio de Simetría y la Detección de Espasticidad.

Posibilidades de terapia

- Ejercicio pasivo (con motor)
- Ejercicio asistido (con apoyo del motor)
- Ejercicio activo (con propia fuerza)
- Ejercicio de Simetría

Mecánica

- Pedales acolchados de seguridad
- Ajuste del radio de pedal bietápico (7,0 cm o 12,5 cm)
- Asidero de mano
- Movable con grandes rodillos de transporte (13 cm de diámetro)
- Construcción entera en metal, de gran valor y estable
- Más estabilidad por el soporte-pie extensible

Funciones

- Ayuda de Inserción con parada de seguridad
- Accionamiento de Relajación con inicio y parada suave
- Control antiespasma
- Reglaje de la velocidad de 0 a 60 rpm (pasivo)
- Reglaje de la fuerza motriz de 1 a 10
- Tiempo de terapia preajustable de 0 hasta 120 minutos
- Autoprueba automática del equipo

Software

- Unidad de mando grande y de fácil manejo con guía de usuario y teclas grandes perceptibles
- Selección de 27 idiomas
- Feedback en tiempo real
- Análisis de Ejercicio después del ejercicio

Para más información sobre las funciones más importantes y accesorios haga click aquí:

- [Funciones](#)
- [Unidad de mando](#)
- [Accesorios entrenamiento de piernas](#)
- [Accesorios entrenamiento de brazos](#)